


## 粉狀吸入劑之使用方法(Pulmicort、Oxis、Symbicort)

1. 移去護蓋。
2. 旋轉底盤，先向右轉到底後再向左轉到底，聽到”喀嚓”一聲，即為充填一次劑量。
3. 將吸嘴含於兩唇間，”深深快速”地吸飽一口氣後，移開吸入器，閉氣至少 5~10 秒。
4. 恢復呼氣，蓋回護蓋。



5. 若要使用第二個劑量，請再重覆 2~4 步驟。

(Pulmicort 及 Symbicort 使用後請用清水漱口)

6. 每週定期清潔吸入器，用手握住吸嘴往外壓，即可把吸嘴拿下，用乾布(不可用水)把吸嘴內、外側之藥粉擦乾淨。

### ♣ 如何檢查剩下的藥量？



第一格紅色出現，表示剩下 20 次劑量。



當全部紅色記號轉到指示窗下沿時，就表示吸入瓶內藥物已空。

