



臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

9005

使肺泰[®]準納(胖胖魚)吸入器
Seretide[®] Accuhaler



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

使肺泰準納(胖胖魚)[®]吸入器 (Seretide[®] Accuhaler)

2009.07 修訂

藥品成分名：Fluticasone 250mcg、Salmeterol 50mcg
每瓶可吸 60 次

作用

可減少氣管發炎並使支氣管擴張，治療可逆性呼吸道阻塞

用法

1. 開

一手拿著胖胖魚吸入器，另一手將拇指置於拇指把手處，將之推到盡頭，打開吸入器

2. 推

吸嘴向著自己，推開釋藥扳機直到聽到一聲“喀”，您的吸入器便可使用



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 吸

吸入前先呼一口氣，將吸嘴含於唇間，穩定且深的經由吸入器吸氣，摒息約十秒或儘可能閉氣，再慢慢呼氣



4. 關

將您的拇指至於拇指把手處，往自己方向推至盡頭，即可關閉吸入器



注意事項

1. 使用完畢後務必漱口。
2. 當需使用第二個劑量時，必須先關閉胖胖魚吸入器，並重複步驟 1 到 4。
3. 保持吸入器的乾燥。
4. 不要對著吸入器吹氣。
5. 只有當您要吸入藥品時，才推動釋藥扳機。

如何知道藥品存量？

當計數器上的數目降至 5 到 0 時，會出現紅色數字，藉此提醒您劑量即將用完。

如何清潔？

1. 用布、面紙或衛生紙把吸嘴之藥粉擦乾淨。
2. 吸入器內藥品為乾粉，絕對不可以水清潔。

